

Guía de toma de muestra Aves, reptiles y anfibios



1. La sangre debe ser colectada en tubos con tapa verde (heparina, respetando el volumen sugerido por tubo (vacuttainer o microttainer).

2. La comanda de servicio debe incluir la siguiente información:

- Especie
- Edad (aprox.)
- Sexo
- Lugar de procedencia
- Temperatura del animal y del ambiente en el momento de la colecta
- Indicar si el animal es de vida libre o se mantiene en cautiverio
- Historia clínica del paciente



3. El volumen mínimo recomendado para la realización del hemograma es de 0.3ml.

4. El volumen mínimo requerido para la realización de la bioquímica sanguínea es de 0.5 ml (se pueden utilizar tubos con tapa verde (heparina) o tubos de tapa roja (sin anticoagulante)

5. Es importante comentar que, si la sangre se contamina con fluido linfático, la muestra carece de valor diagnóstico, y deberá ser repetida.

6. Se debe indicar en la comanda de servicio si el frotis es realizado “en fresco” (sin heparina)

